



Gelform®

Garantiza
el éxito de tu post-cirugía

Rehabilita
y Modela



Compresión
Inteligente

**CUIDADOS
POST-CIRUGÍA**

Gelform SRL Fabricante nacional y exportador de productos de gel polímero y ortopedia.
Cramer 886 -CABA-Bs As-Argentina. Tel: 54.11.4555.0710/3835. www.gelform.com.ar



Gelform®
Rehabilita la cicatriz

Compresión Inteligente



- 3 niveles de ajuste frontal



- Ballenas inteligentes acolchadas



- Breteles desmontables



- 3 niveles de ajuste

PRENDAS

Rehabilita y Modela

Luego de una liposucción, una abdominoplastía, un aumento, reducción o levantamiento del busto, u otras cirugías estéticas.

Estas prendas brindan contención y modelación, previniendo la formación de irregularidades, luego de una cirugía estética, asegurando su éxito. Están diseñadas para brindar el confort necesario durante largos períodos de tiempo de rehabilitación, brindan una óptima recuperación del paciente y mejoran el resultado estético de la cirugía.

Ayudan al proceso de desinflamación luego del procedimiento estético.

Todos los productos vienen en distintas tallas y se pueden realizar también a medida.

CARACTERÍSTICAS QUE SÓLO POSEEN LAS PRENDAS GELFORM:

- **3 NIVELES DE AJUSTE FRONTAL:**
Permite regular el ajuste de la prenda en las diferentes etapas de la recuperación; a medida que se reduce el edema de la zona intervenida, se utiliza la siguiente hilera de ganchos.
- **COSTURAS EXTERNAS PLANAS:**
Evitan que la compresión de la prenda deje marcas. Para un mejor cuidado de la piel.
- **DOBLE TELA DE AJUSTE:**
Con Lycra especial reforzada en el exterior y tela extra de power en el interior, se logra mayor compresión en las zonas intervenidas, mejorando la rehabilitación. Modela en forma mecánica los contornos, garantizando el éxito de la cirugía brindando como resultado una piel absolutamente lisa, sin irregularidades.
- **APERTURA EN LA ENTREPIERNA:**
Estas prendas son de uso prolongado, la apertura en la zona genital permite la higienización del paciente sin necesidad de sacársela.
- **BALLENAS INTELIGENTES ACOLCHADAS:**
Son resortes de acero espiralado y aplanado de alta calidad, cuya principal ventaja es brindar un mayor confort, ya que no se clavan, no se deforman, poseen memoria, volviendo siempre a su forma original y acompañan el movimiento del cuerpo.
- **BRETELES DESMONTABLES:**
Se puede utilizar con o sin breteles ya que la prenda se sostiene igualmente con las ballenas. También se puede sostener sólo con el bretel, extrayendo las ballenas.
- **TERMINACIÓN CON ENCAJE.**
- **SOSTÉN CON 3 NIVELES DE AJUSTE EN HOMBRO:**
Permite adecuar mejor el talle y colocar el sostén con el menor movimiento de brazos. Se adapta también de manera frontal, para el uso con y sin vendajes.



CALZA BAJO BUSTO - SOBRE RODILLA
TALLE / CÓDIGO:
1/3834 2/3841 3/3858 4/3865 5/3872



CALZA BAJO BUSTO - BAJO RODILLA
TALLE / CÓDIGO:
1/3889 2/3896 3/3902 4/3919 5/3926



CALZA BAJO BUSTO - TOBILLO
TALLE / CÓDIGO:
1/3933 2/3940 3/3957 4/3964 5/3971



SOSTÉN POST-CIRUGÍA DE MAMA
TALLE / CÓDIGO:
80/4190 85/4206 90/4213 95/4220 100/4237
105/4244 110/4251 115/4268 120/4275



CORSÉ / FAJA MUJER
TALLE / CÓDIGO:
1/3995 2/4008 3/4015 4/4022 5/4039



TRUSA ABDOMINAL - CERRADA

TALLE / CÓDIGO:

1/4091 2/4107 3/4114 4/4121 5/4138

TRUSA ABDOMINAL - ABIERTA

TALLE / CÓDIGO:

1/4145 2/4152 3/4169 4/4176 5/4183



NUEVO

MANGAS DOBLE

TALLE / CÓDIGO:

1/9775 2/9782 3/9799 4/0097



NUEVO



MENTONERA LIFTING DE CUELLO

1/2509 2/2516 3/2523

CALZA CINTURA - SOBRE RODILLA

1/2349 2/2356 3/2363 4/2370 5/2387

CALZA CINTURA - BAJO RODILLA

1/2394 2/2400 3/2417 4/2424 5/2431

CALZA CINTURA - HASTA TOBILLO

1/2448 2/2455 3/2462 4/2479 5/2486

BODY MUJER

TALLE / CÓDIGO:

1/9720 2/9737 3/9744 4/9751 5/9768

TABLA DE MEDIDAS PRENDAS POST CIRUGÍA MUJER			
TALLE	BUSTO	CINTURA	CADERA
1	85 - 90 cm	64 - 70 cm	90 - 96 cm
2	90,5 - 96 cm	71 - 75 cm	96,5 - 102 cm
3	96,5 - 103 cm	76 - 82 cm	102,5 - 109 cm
4	104 - 107 cm	83 - 86 cm	110 - 113 cm
5	108 - 110 cm	87 - 90 cm	114 - 119 cm


* Para seleccionar el talle, tomar circunferencias de busto, cintura y/o cadera en función al tipo de prenda requerida.

TABLA DE MEDIDAS MANGAS DOBLE POST CIRUGÍA MUJER			
TALLE	LARGO DE BRAZO desde:	CONTORNO SISA entre:	CONTORNO CODO entre:
1	32 cm	26/30 cm	24/28 cm
2	34 cm	31/34 cm	29/32 cm
3	36 cm	35/38 cm	33/36 cm
4	38 cm	39/42 cm	37/40 cm

TABLA DE MEDIDAS MENTONERA		
TALLE	CIRCUNFERENCIA DE CARA hasta:	CIRCUNFERENCIA DE CUELLO hasta:
1	62 cm	37 cm
2	66 cm	39 cm
3	70 cm	46 cm

Estas referencias corresponden a las medidas del cuerpo previas a la cirugía.

CUIDADOS POST-CIRUGÍA HOMBRE




NUEVO

CORSÉ / FAJA HOMBRE

TALLE / CÓDIGO:

1/9904 2/9911 3/9928 4/9935 5/9942




NUEVO

MUSCULOSA HOMBRE

TALLE / CÓDIGO:

1/9805 2/9812 3/9829 4/9836 5/9843



NUEVO

REMERITA HOMBRE

TALLE / CÓDIGO:

1/9850 2/9867 3/9874 4/9881 5/9898

TABLA DE MEDIDAS PRENDAS POST CIRUGÍA HOMBRE		
TALLE	PECHO:	CINTURA:
1	90/94 cm	76/79 cm
2	95/99 cm	80/83 cm
3	100/104 cm	84/89 cm
4	105/109 cm	90/95 cm
5	110/114 cm	96/99 cm
6	114/117 cm	100/104 cm

LÁMINAS DE GEL POLÍMERO

anmat
PRODUCTOS REGISTRADOS

Rehabilita la cicatriz

*Rehabilitación de cicatrices hipertróficas.
Prevención de queloides.*

PRESOTERAPIA

Prenda + Gel = Sin cicatriz queloide.



LÁMINA CIRCULAR DE GEL

CÓDIGO: 6910

Es un disco delgado de gel transparente, posee una muy suave adherencia.

Para cicatriz post-cirugía, cirugía de mamas, expansión de tejidos, injertos.

Para una correcta compresión y mejores resultados se recomienda la utilización del sostén post cirugía.



LÁMINA DE GEL POST-CIRUGÍA MAMARIA

CÓDIGO: 6934

Indicadas para post-cirugía mamaria. Al ser recortables pueden ser adaptadas fácilmente por el profesional.

Para una correcta compresión y mejores resultados se recomienda la utilización del sostén post cirugía.




LÁMINA DE GEL POST-CIRUGÍA ABDOMINAL

CÓDIGO: 6927

Indicadas para abdominoplastias, cesáreas, etc. Ideal para acompañar el proceso de rehabilitación de los distintos tipos de cirugía abdominal.

Para una correcta compresión se recomienda la utilización de fajas, trusas o ropa íntima elástica.

OTROS PRODUCTOS DE LA LÍNEA:

**PLANCHA DE GEL POLÍMERO 10X10 cm X 2 UNID:
CON SOPORTE DE TELA
CON AUTOADHESIVO**

CÓDIGO: 6606

CÓDIGO: 6675

**PLANCHA DE GEL POLÍMERO 10X20cm:
CON SOPORTE DE TELA
CON AUTOADHESIVO**

CÓDIGO: 6668

CÓDIGO: 6682

VENDA DE GEL PURO RECORTABLE CÓDIGO: 6859
2 mts X 10 cm