

# Tabla de medidas mediven® struva®

Muslo (cG)  
en cm

Debajo de la  
rodilla (cD) en cm

Tobillo (cB)  
en cm

Talla

46 – 58

29 – 36

19 – 21

II

50 – 62

30 – 39

21 – 23

III

54 – 66

31 – 41

23 – 25

IV

58 – 70

32 – 43

25 – 27

V

62 – 74

33 – 45

27 – 29

VI





## mediven struva 23

Media de compresión de 23 mmHg en la zona del tobillo

### Indicaciones

- Profilaxis pre, intra y postoperatoria de la enfermedad tromboembólica para pacientes con movilidad parcial
- Profilaxis de edemas y hematomas, terapia del edema y el dolor asociados a intervenciones quirúrgicas generales, vasculares, ortopédicas y ginecológicas, y también para uso en el postparto.
- Profilaxis y terapia de ulceraciones venosas para pacientes sin movilidad o con movilidad parcial



## mediven struva 35

Media de compresión de 35 mmHg en la zona del tobillo

### Indicaciones

- Profilaxis pre, intra y postoperatoria de la enfermedad tromboembólica para pacientes con movilidad
- Profilaxis de hematomas y terapia del edema y el dolor asociados a intervenciones quirúrgicas generales, vasculares, ortopédicas y ginecológicas.
- Profilaxis y terapia de ulceraciones venosas para pacientes con movilidad
- Terapia de compresión de la trombosis aguda

Muslo (cG)  
en cm

Debajo de la  
rodilla (cD) en cm

Tobillo (cB)  
en cm

Talla

42 – 54

28 – 34

17 – 19

66 – 78

34 – 47

29 – 31

Tallas especiales

I

VII